

> AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN (50 ml)

AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN (50 ml)



Model : 4

AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN (50 ml)

Producent : AP Ltd.

AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN

AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN - intymny żel dla kobiet- został opracowany w naszym laboratorium specjalnie dla potrzeb higieny intymnej kobiet, niezależnie od wieku. Znakomita wchłaniałość w zewnętrznym odcinku narządu rodnoego uczyniła kolagen AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN niemal idealnym preparatem poprawiającym komfort niezależnie od wieku stosujących.

Zastosowanie

AP BIOAKTIV Kolagen INTIMATE FOR WOMAN wykazuje działanie wspomagające w pielęgnacji:

- zewnętrznych narządów płciowych u dziewcząt i kobiet, a zwłaszcza u kobiet w okresie menopauzalnym i senu,
- przy niedostatecznej czynności gruczołów nawilżających,
- pielęgnuje skórę o wyglądzie zmienionym z powodu stanów zapalnych,
- w przypadkach, w których zwiększenie witalności narządu rodnoego jest uzasadnione subiektywnie.

Sposób użycia

Przy użyciu należy uwzględnić zasady aseptyki. Wskazane jest stosowanie jednorazowych aplikatorów o pojemności nie mniejszej niż 1 ml. Kolagen intymny żel dla kobiet należy stosować 1 raz dziennie w ilości 1 ml przed snem , w okresie nie krótszym niż 14 dni. Preparat należy pobrać z pojemnika aplikatorem z zachowaniem zasad aseptyki, następnie rozprowadzić na zewnętrznych narządach płciowych. Po uzyskaniu pożądanego efektu podawanie preparatu należy kontynuować 3 razy w tygodniu w celu uzyskania otrzymanych rezultatów.

Ingredients (INCI):

Aqua, collagen, tocopherol, retinol, caprylyl glycol, elastin, lactic acid

Przechowywanie w temp poniżej 5 stopni C lub powyżej 15 stopni C może spowodować utratę konformacji przestrzennej białka. Naświetlanie lub napromienianie spowodować może utratę konformacji przestrzennej białka.

Cena : 249,00 zł Brutto (202,44 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 października 2008